



Sockelplatte+ Justiersocket+ 2 Magnete ergeben ein System.
Das Original von quicksplit® ist für alle Artikulatorfabrikate erhältlich.
Fragen Sie Ihren Händler oder gehen Sie auf www.quicksplit.de.

SPLIT-CAST mit SYSTEM



Justiersocket

Sockelplatte

quicksplit®-Systeme sind die optimale Basis für Ihren Artikulator. Sie können mehrere Artikulatoren miteinander gleichschalten oder Ihre Modelle jederzeit wechseln. Identische Montagen und Überkreuzmontagen sind so problemlos praktikabel. Die hierfür benötigte Präzision garantiert das patentierte Herstellungsverfahren mit der besonders glatten Oberfläche.



Normkontrollsocket positionieren den Justiersocket, bis er mit seiner Ankerplatte *verheiratet* ist. Das entscheidet ob Ihre Arbeiten später, auf weitere Artikulatoren übertragbar sind. Beide Hälften der Normkontrollsocket müssen vor dem zusammenfügen bei uns noch einen Tag ruhen. Das garantiert eine exakte und dauerhafte Formhaltigkeit. Zum Gleichschalten empfiehlt sich *Pattern Resin*.



Mater mit Gummiring

Mit der Mater gießen Sie Sekundärsocket aus Gips im Handumdrehen. Die Haftscheibe wird dabei mit einem Magnet gesichert. Dank der spiegelglatten Oberfläche lassen sich Gipssocket ganz leicht ausformen.



Silikonrennmittel
Sprayflasche 400ml

Verschiedene Gummiringe für den Materabguss



Parallel
Standard

Hoch
30mm

Schräg



Sekundärsocket aus ABS Kunststoff

Die wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Sekundärsocketplatten aus Gips. Passgenau, stoßfest und UV beständig. Farben: weiß (S4/50w), gelb (S4/50g), grau (S4/50gr) 50 Stück/Pck. Zum Befestigen sind Haftscheiben erforderlich.

quicksplit-Haftscheiben (QH/50)
Stahlblech 1,5mm, feuerverzinkt, d=35mm
50 Stück/Pck.



quicksplit Repro-Frässocket

ermöglicht Ihnen bei der Remontage, die einmal bestimmte Einschubrichtung exakt wiederzufinden. Dabei wird die Winkelaufteilung in beiden Achsen optisch vergrößert angezeigt. Inklusive Magnet und zwei unterschiedlichen Grundplatten (für Spannvorrichtung geeignet).



quicksplit Frässocket

einfach schwenken und fixieren! Dabei sehr weicher, ruckfreier Lauf. Mit Zentrierung um die Mittelachse. Inklusive austauschbarer Grundplatten aus Edelstahl.



Bissgabelunterstützung

verhindert, dass ihr Modell beim Aufsetzen auf die Bissgabel absinkt.



Artikulatorerhöhung

bringt SAM2 Artikulatoren auf Höhe SAM2P/3.



Übertragungstisch
für Artex Artikulatoren



Magnetheber
aus vernickeltem Messing